

thinka

第21回 日本臨床獣医学フォーラム年次大会2019「FASAVA-TOKYO2019」  
アークレイ協賛セミナー&ブース出展のご案内

ランチョンセミナー12 内分泌学

## グレーゾーンの摘発と対策

Detection method and treatment in gray zone of endocrine disease

2019年9月28日(土)12:00～13:00  
ホテルニューオータニ東京 ザ・メイン  
アーケード階 舞

講師

日本獣医生命科学大学

教授 左向 敏紀 先生

犬猫の糖尿病の診断は、糖化タンパク質(フルクトサミン、糖化アルブミン等)と空腹時血糖値または随時血糖値により行われている。臨床症状と検査データを用いて診断を行う中で、正常値と異常値の間、臨床症状が発現する前段階の、いわゆる“グレーゾーン”にもさまざまな疾患が存在していることが明らかとなってきている。

その内容は犬と猫によって異なっており、病気の兆候を見逃さないための対処と、次の鑑別診断について、実例を示す。



※本セミナーは事前登録制です。

JBVP日本臨床獣医学フォーラム年次大会2019 事前登録サイトをご確認ください。

<http://jbvp.shop25.makeshop.jp/>

主催：一般社団法人 日本臨床獣医学フォーラム

提供：アークレイマーケティング株式会社

# アークレイブース

## ●商品が体験できます！！

発売以来大好評の動物専用血糖測定器、動物専用尿分析装置を展示します。実機を多数ご用意しておりますので、ぜひこの機会に体験ください。

### 動物専用尿分析装置

動物用医療機器 尿化学分析装置

## thinka RT-4010



#### イヌ、ネコのUPCを5段階表示

- 尿の希釈・濃縮に影響されずに尿蛋白スクリーニングが可能
- IRISのステージ分類にそった判定が可能

#### イヌ、ネコモード搭載

- イヌ・ネコ専用の動物種に合った検量線

#### 尿一般定性検査項目を同時測定

- 尿検査10項目（白血球はイヌのみ）+演算項目（UPC）を試験紙で一度に測定

### 動物専用血糖測定器

動物用医療機器 グルコース分析装置

## thinka BS-7110



#### 高い測定精度

- イヌ・ネコ専用の検量線
- ヘマトクリット補正機能付

#### 使いやすい設計

- 手のひらサイズで使用場所を問わない
- 0.3μLの微量全血で測定可能
- 便利な試薬廃棄レバー付

### thinka CHW

全血を滴下するだけのワンステップ検査。繁忙期の効率化に貢献。

### thinka FIV / FeLV

1つのカートリッジで2項目同時測定。ネコの主要感染症を簡単に即時検査。

### 文献検索サービス

各種文献を横断的に検索できるサービスです。ブースで体験いただけます。

※ご利用開始時には、会員登録が必要です。



## 動物の医療と健康を考える情報サイト

### 人と動物の“かけはし”を目指して

動物の糖尿病に関する情報をはじめ、動物医療に役立つコンテンツを提供します。



診療に役立つ情報やツールなど発信中。

アクセスはこちら：  
<https://arkraythinkanimal.com>



arkray

アークレイマーケティング株式会社  
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-20-20大雅ビル4F  
TEL 050-5527-7700(代) URL <http://www.arkray.co.jp/>

G190717-01