

シリーズ累計 22,000 台の販売実績※

※ 海外での販売実績を含めた累計台数(2017年～2025年4月)の数値です。免疫反応測定装置 Vcheck V200 の他、Vcheck V100 及び Vcheck V2400 (ともに日本では薬事登録されていません) の販売実績を含みます。
なお、海外での販売会社はアークレイマーケティング株式会社ではございません。

動物用医療機器

免疫反応測定装置 Vcheck V200

\\ **New!** /

脾特異的リパーゼ

cPL

fPL

炎症マーカー

cCRP

fSAA

腎機能マーカー

SDMA



内分泌検査

cTSH

T4

cCOR

cPRG

小型装置
で国内初

脾特異的リパーゼを定量測定

※自社調べ (2025年5月現在)

イヌやネコの脾炎は命に危険が及ぶケースも少なくありません。

脾特異的リパーゼ濃度を定量的に測定し、脾炎が疑われるイヌやネコに対して脾炎の可能性を評価することは、治療や予後を推測する上で非常に重要です。



動物の医療と健康を考える情報サイト

会員登録のご案内

セミナー動画公開中！

セミナー動画の視聴はこちら (会員登録も行えます)


テーマ：「脾炎診断の精度を高める」

講師：桃井 康行先生、今尾 賢人先生 (東京大学)

急性脾炎の鑑別方法やエコー画像の解説など分かりやすくお話しいただいており、Vcheck V200 を用いた脾特異的リパーゼの院内定量測定意義についても触れていただいています。

脾炎アンケート公開中！

脾炎における検査実施状況や測定項目、治療などのアンケートを閲覧できます。



続きはWebをCheck！

1台で9種類の試薬ラインナップに対応

「院内ですぐに測定できる項目を増やしたい！」

…けれどそれぞれの項目に対応した機器を導入するのは難しい」

Vcheck V200は腭特異的リパーゼ(cPL/fPL)、炎症マーカー(cCRP/fSAA)、腎機能マーカー(SDMA)、内分泌検査(T4/cTSH/cCortisol/cProgesterone)の測定が可能です。

測定対象一覧

※測定対象 ○…血漿、●…血清

	腭特異的リパーゼ		炎症マーカー		腎機能マーカー	内分泌検査			
	cPL	fPL	cCRP	fSAA	SDMA	cTSH	T4	cCortisol	cProgesterone
イヌ	●		○●		○●	●	●	●	●
ネコ		○● (EDTAのみ)		○●	○●		●		
必要検体量	25 μL		5 μL		100 μL	100 μL	50 μL		



Vcheck V200のその他の製品特長を知りたい方はこちら

第27回 日本臨床獣医学フォーラム年次大会 (JBVP) 2025 開催日 9月27日(土)28日(日)

展示会会場 案内図

ホテルニューオータニ
宴会場階 (ザ・メイン1階)



Vcheck V200
複数台展示予定!

下記のアンケートにご回答+このチラシを持参しブースにお越しいただいた方には、**特別ノベルティ**をご用意しております。

腭炎検査における、リパーゼの測定方法を教えてください (複数選択可、☒してください)

- ☐ リパーゼ活性 (院内) ☐ リパーゼ活性 (外注) ☐ 腭特異的リパーゼ (外注)
☐ 腭特異的リパーゼ (定性) ☐ 腭特異的リパーゼ (定量) ☐ 測定していない

arkray

発売元 BioNote, Inc.
 製造販売元 株式会社アークレイファクトリー
 販売元 アークレイマーケティング株式会社
 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-20-20大雅ビル5F
 TEL 050-5527-7700(代) URL <http://www.arkray.co.jp/>

※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先

担当