

thinka

第14回日本獣医内科学アカデミー学術大会
アークレイ協賛セミナー&ブース出展のご案内

企業主催プログラム協賛

尿検査からわかること

2018年2月17日(土) 11:15~12:00
パシフィコ横浜 5F:502

講師

麻布大学附属動物病院 小動物臨床研究室

准教授 **渡邊 俊文** 先生

イヌやネコにおいて、慢性腎臓病(CKD)は代表的な疾患であり、国際獣医腎臓病研究会(IRIS:the International Renal Interest Society)においてステージ分類が提唱され、各病期分類における推奨の治療法が示されている。早期にCKDを検出し、病期を進行させないためには管理・治療が必要となるが、その際にUPCを測定する意義について解説する。



※学術大会への参加は登録が必要です。

詳しくは、第14回日本獣医内科学アカデミー学術大会ホームページをご確認ください。

<http://www.jcvim.org/registration.html>

※当社Webサイト「動物の医療と健康を考える情報サイト」の
お知らせページからも、学会ホームページへアクセスいただけます。



共催：一般社団法人 日本獣医内科学アカデミー(JCVIM) / アークレイ株式会社

アークレイブース

●新商品が体験できます！！

2017年新登場となりました、動物専用血糖測定器、動物専用尿分析装置を展示します。実機を多数ご用意しておりますので、ぜひこの機会に体験ください。

動物専用尿分析装置

動物用医療機器 尿化学分析装置

thinka RT-4010

2017年9月
販売開始！



イヌ、ネコのUPCを5段階表示

- 尿の希釈・濃縮に影響されずに尿蛋白スクリーニングが可能
- IRISのステージ分類にそった判定が可能

イヌ、ネコモード搭載

- イヌ・ネコ専用の動物種に合った検量線

尿一般定性検査項目を同時測定

- 尿検査10項目（白血球はイヌのみ）＋演算項目（UPC）を試験紙で一度に測定
- 装置を用いて自動判定

動物専用血糖測定器

動物用医療機器 グルコース分析装置

thinka BS-7110

2017年5月
販売開始！



高い測定精度

- イヌ・ネコ専用の検量線
- ヘマトクリット補正機能付

使いやすい設計

- 手のひらサイズで使用場所を問わない
- 0.3μLの微量全血で測定可能
- 便利な試薬廃棄レバー付

thinka CHW

全血を滴下するだけのワンステップ検査。繁忙期の効率化に貢献。

thinka FIV / FeLV

1つのカートリッジで2項目同時測定。ネコの主要感染症を簡単に即時検査。

文献検索サービス

お待たせしました！

各種文献を横断的に検索できるサービス開始。ブースで体験いただけます。

※ご利用開始時には、下記サイトから会員登録が必要です。

動物の医療と健康を考える情報サイト

人と動物の“かけはし”を目指して

動物の糖尿病に関する情報をはじめ、動物医療に役立つコンテンツを提供します。



診療に役立つ情報やツールなど発信中。

アクセスはこちら：
<https://www.arkraythinka.nimal.com>



arkray

アークレイマーケティング株式会社

東京本社 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-20-20大雅ビル4F

TEL 050-5527-7700(代) URL <http://www.arkray.co.jp/>

G171115-01